

Descosept AF kendő

Alkoholos gyors felület-fertőtlenítő kendő

- **Aldehyd- és fenol-mentes készítmény friss illattal**
- **Kiterjedt hatásspektrum, beleértve a Noro-vírusokat is**
- **Jó bőrbarát tulajdonságú**
- **dermatológiailag tesztelt**

☎ 0482



DR. SCHUMACHER



Készítmény típusa

A **Descosept AF kendő** egy munka kész, aldehyd-mentes gyors felület-fertőtlenítő kendő, mely etanol és kvaterner-ammónium vegyületekre alapul.

A **Descosept AF kendő** kellemes, friss illattal rendelkezik, emellett megfelelően bőrbarát tulajdonságú. Az aldehyd-mentes összetételnek köszönhetően a felhasználás során szinte teljesen kizárhatóak az elszíneződések. Széleskörű vírusinaktiváló hatással, valamint Noro-vírusok elleni hatással is rendelkezik.

Hatékonyan bevethető minden olyan területen, ahol gyors felületfertőtlenítésre van szükség, mint

- Orvosi és fogorvosi praxisok (pl. vizsgálószékek, kézi- és könyökdarabok)
- Szemészeti praxisok és optikusok, az esetleges vírusfertőzések megelőzésére;
- Operációs tárgyak gyors fertőtlenítése, operációs asztalok műtétek közötti fertőtlenítése;
- Ágyvázak;
- Szállítóeszközök, mint betegszállító autók, rohamkocsik, szemétszállító autók, szállítókosarak;
- Általános berendezések, mint vizsgálóágyak, kötözőkocsik, fürdőkádak és WC-csészek;
- Ruházat, mint kötények, operációs cipők, gumikötények és fehérenemű.

Alkalmazási területek

MPG szerint: Alkoholálló, nem invazív orvostechnikai eszközök gyors fertőtlenítése.

Biocid rendelet szerint: Orvosi épületek minden fajta felületének fertőtlenítése és tisztítása.

Felhasználás

A felületeket és a tárgyakat teljesen nedvesítsük be és töröljük át **Descosept AF kendő**vel.

A **Descosept AF kendő** használatra kész, laponként letéphető és gyorsan bevethető. Az adagolócsillagból ferdén tépjünk le egy kendőt.

Hatásspektrum

A **Descosept AF** átitató oldat hatásspektrumai:

- baktericid (MRSA is);
- tuberkoloid;
- fungicid (C. albicans) / levurocid;
- virucid ((HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Nátha- és Noro-vírusok)

Adagolás / behatási idők

A behatási idők a **Descosept AF** átitató oldatra vonatkoznak (120 db 14 x 20 cm-es kendő átitatása 210 g oldattal történik)

baktericid beleértve MRSA, DGHM/ÖGHMP/VAH szerint vizsgálva

konc. 1 min. *

tuberkoloid (M. terrae) konc. 1 min.

Aspergillus niger konc. 30 min.

Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve a HBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccinia-/Influenza-vírusok (RKI ajánlás szerint korlátozottan virucid)

konc. 30 sec.

Rota-vírus konc. 1 min.

Noro-vírus (FCV) konc. 15 min.

* VAH-lista 5 perces oszlopában került feltüntetésre.

Összetétel

100 g oldat tartalmaz:

42,0 g etanol

0,05 g Didecildimetil-ammoniumklorid

Kémia - fizikai adatok

Kínézet: tiszta, színtelen folyadék

pH-érték: 7,0 ± 1,0

Lobbanáspont: 25 °C

Descosept AF kendő

Alkoholos gyors felület- fertőtlenítő kendő

Szállítási formák

Kiszereelés	Gyűjtőcsom.	Cikkszám
120 darabos PE adagolódoboz (visszazárható)	1 x 120 lap	00.313.001
120 darabos utántöltő PE tasakban, adagolódobozhoz	12 x 120 lap	00.314.002

Speciális útmutató

Biocid készítmény! A fertőtlenítőszer körültekintően kell használni. Használat előtt feltétlenül tekintse meg a használati útmutatót és a jelöléseket!

Gyúlékony. Az edényzetet gondosan zárva kell tartani. A készítmény közelében tilos dohányozni! Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. Gyújtóforrástól távol kell tartani.

Szakvélemények

A szakvélemények a **Descosept AF** átitató oldatra vonatkoznak:

Dr. Pitten, higiénikus, Gießen

Szakvélemény a felületfertőtlenítésről a DGHM/VAH irányelvek alapján. 2009.09.21.

Dr. Suchomel, higiénikus, Wien

Szakvélemény a felületfertőtlenítésről a ÖGHMP irányelvek alapján. 2009.10.28.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin

Szakvélemény a tuberkulocid hatásspektrumról. 2009.09.22.

Dr. Steinmann, virológus, Bremen

Szakvélemény az Adeno-vírus 2001.05.03., a Noro-vírus (FCV) 2005.04.04., Vaccinia-vírusok 2005.12.12., BVDV 2005.12.12. inaktiváló hatásról.

Dr. Brill, biológus, Hamburg

Szakvélemény a Aspergillus niger elleni hatásspektrumról. 2009.06.12.

Dermatest, Münster

Szakorvosi, dermatológiai szakvélemény (epikutan-teszt). 2000.05.26.

Konrad Hornschuch AG, Weißbach

Descosept AF alkalmazásának jóváhagyása mit Skai® párnaanyagokhoz. 2005.08.09.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az ÖGHMP aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-virizudie-liste.de).

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: JÜ-1217-1/2012

OEK szakvélemény: 7805/357/2011

OKK-OKBI bejelentés: BT386001