

Descosept AF

Alkoholos gyors felület-fertőtlenítőszer

- **Aldehyd- és fenol-mentes készítmény friss illattal**
- **Kiterjedt hatásspektrum, beleértve a Noro-vírusokat is**
- **Jó bőrbarát tulajdonságú**
- **dermatológiailag tesztelt**

☎ 0482

Készítmény típusa

A **Descosept AF** egy munka kész, aldehyd-mentes gyors felület-fertőtlenítőszer, mely etanol és kvaterner-ammónium vegyületekre alapul.

A **Descosept AF** kellemes, friss illattal rendelkezik, emellett megfelelően bőrbarát tulajdonságú. Az aldehyd-mentes összetételnek köszönhetően a felhasználás során szinte teljesen kizárhatóak az elszíneződések. Széleskörű vírusinaktiváló hatással, valamint Noro-vírusok elleni hatással is rendelkezik.

Hatékonyan bevethető minden olyan területen, ahol gyors felületfertőtlenítésre van szükség, mint

- Orvosi és fogorvosi praxisok (pl. vizsgálószékek, kézi- és könyökdarabok, stb...)
- Szemészeti praxisok és optikusok, az esetleges vírusfertőzések megelőzésére;
- Operációs tárgyak gyors fertőtlenítése, operációs asztalok műtétek közötti fertőtlenítése;
- Ágyvázak, matracok, takarók, párnák;
- Szállítóeszközök, mint betegszállító autók, rohamkocsik, szemétszállító autók, szállítókosarak;
- Általános berendezések, mint vizsgálóágyak, kötözőkocsik, fürdőkádak és WC-csészek;
- Ruházat, mint kötények, operációs cipők, gumikötények és fehérmű.

Alkalmazási területek

MPG szerint: Alkoholálló, nem invazív orvostechnikai eszközök gyors fertőtlenítése.

Biocid rendelet szerint: Orvosi épületek minden fajta felületének fertőtlenítése és tisztítása. Kimondottan ajánlott nehezen hozzáférhető helyeken való alkalmazásra.

Felhasználás

A felületeket a teljes nedvesítésig, kb. 30 cm-ről perme-tezzük be, majd a behatási időt követően egyszer használatos kendővel a felületet töröljük át.

Annak érdekében, hogy a **Descosept AF** alkoholtartal-mának köszönhetően a helyiség levegőjének terhelését elkerüljük, a készítményt egyszer használatos kendőre,



DR. SCHUMACHER



permetezzük, és így vigyük fel a felületre a teljes nedvesítésig.

A **Descosept AF** nem képez filmet a felületen.

Hatásspektrum

A **Descosept AF:**

- baktericid (MRSA is);
- tuberkoloid;
- levuricid;
- virucid ((HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vaccinia-/Influenza-/Nátha- és Noro-vírusok)

Adagolás / behatási idők

baktericid beleértve MRSA, levurocid	DGHM/
ÖGHMP/VAH szerint vizsgálva	konc. 1 min. *
tuberkoloid (M. terrae)	konc. 1 min.
Aspergillus niger	konc. 30 min.
Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve a HBV/ HIV/BVDV/HCV/Vaccinia-/Influenza-vírusok (RKI ajánlás szerint korlátozottan virucid)	
	konc. 30 sec.
Rota-vírus	konc. 1 min.
Noro-vírus	konc. 5 min.

* VAH-lista 5 perces oszlopában került feltüntetésre.

Összetétel

100 g oldat tartalmaz:
42,0 g etanol
0,05 g Didecildimetil-ammoniumklorid

Kémia - fizikai adatok

Kinézet: tiszta, színtelen folyadék
pH-érték: 7,0 ± 1,0
Lobbanáspont: 25 °C

Descosept AF

Alkoholos gyors felület-fertőtlenítőszer

Szállítási formák

Kiszerezés	Gyűjtőcsomagolás	Cikkszám
250 ml-es levegőpumpás PE flakon	25 x 250 ml	00.311.0025
1 L PE flakon	12 x 1 L	00.311.010
5 L PE kanna	1 x 5 L	00.311.050

Adagolóeszközök

- Habosító szórófej 1 L-es flakonhoz ()
- Normál permetezőfej 1 L-es flakonhoz ()
- Adagolópumpa 5 L-es flakonhoz (00.906.000)
- Kannacsap, kannakulcs

Speciális útmutató

Biocid készítmény! A fertőtlenítőszer körültekintően kell használni. Használat előtt feltétlenül tekintse meg a használati útmutatót és a jelöléseket!

Gyúlékony. Az edényzetet gondosan zárva kell tartani. A készítmény közelében tilos dohányozni! Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. Gőzét ne lélegezzük be. A kihozatal 50 ml/m². Csak jól szellőztetett helyen használjuk. A kihozatal esetén ne lépjük túl a 100 ml/m² alapterület értéket. Gyermekektől elzárva tartandó.

Szakkvélemények

Dr. Pitten, higiénikus, Gießen
Szakkvélemény a felületfertőtlenítésről a DGHM/VAH irányelvek alapján.

Dr. Suchomel, higiénikus, Wien
Szakkvélemény a felületfertőtlenítésről a ÖGHMP irányelvek alapján.

Dr. Steinmann, virológus, Bremen
Szakkvélemény Adeno-, Vakzinia-vírusok, BVDV inaktiváló hatásról.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin
Szakkvélemény a tuberkulocid hatásspektrumról.
Szakkvélemény a Noro-Viren (MNV) elleni hatásspektrumról az EN 14476 szabvány szerint.

Dr. Voss, Dermatost, Münster
Szakorvosi, dermatológiai szakkvélemény (epikutan-teszt).

Konrad Hornschuch AG, Weißbach

Descosept AF alkalmazásának jóváhagyása mit Skai® párnaanyagokhoz.

Bergé & Co. GmbH, Versmold

Descosept AF alkalmazásának jóváhagyása MM-fertőtlenítőszenyvegekhez.

Dr. Brill, higiénikus, Hamburg

A **Descosept AF** mikrobiológiai stabilitásának vizsgálat **Descosept AF** rendszerben. A **Descosept AF** kendőanyag fertőtlenítő hatásának vizsgálata **Descosept AF**-fel való impregnálás során. A **Descosept AF** mikrobiológiai stabilitásának vizsgálat **Eco Wipes** rendszerben.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az ÖGHMP aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-viruzidie-liste.de).

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher — Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: JÜ-1226-1/2012
OEK szakkvélemény: 7805/356/2011
OÉTI engedély: 5672/OÉTI
OKK-OKBI bejelentés: BT386005