

Descosuc

Fertőtlenítőszer elszívó rendszerekhez

- Jó tisztítóhatással rendelkezik
- Kiemelten habzáscsökkentett
- Elszívó rendszerek anyagainak optimális védelme
- Aldehyd- és fenol mentes

☎ 0482



DR. SCHUMACHER



Készítmény típusa

Fertőtlenítő- és tisztítószer mindenfajta fogászati elszívó berendezéshez. A **Descosuc** aktív klór mentes, ennek következtében a nehézfémeket, mint pl. a higany az amalgámból nem oldja fel. Emiatt különösen alkalmas mind amalgámszeparátorral rendelkező, mind amalgámszeparátorral nem rendelkező elszívó berendezések kímélő fertőtlenítéséhez és ápolásához.

A **Descosuc** ennek érdekében egy teljesen új, anyagbarát kvaterner-ammónium vegyületből áll. Ez biztosítja a kiváló tisztító hatást és a habzáscsökkentett tulajdonságot.

A **Descosuc** első használata előtt javasolt az elszívó berendezéseket **Descosuc Cleanerrel** előtisztítani.

Alkalmazási területek

Mindenfajta elszívó berendezés fertőtlenítése, tisztítása, ápolása A **Descosuc** rendszeres használata biztosítja az elszívó rendszerek kifogástalan higiéniés állapotát valamint azok zavarmentes működését.

Felhasználás

A munkaoldat elkészítéséhez 20 ml koncentrátumot adagoljunk 1 liter min. 40-60 °C-os vízhez, és közvetlenül szívassuk fel. A készítmény habzáscsökkentett. Szükség esetén naponta háromszor végezzük el a műveletet.

A berendezés anyagának védelme érdekében a felhasználást úgy optimalizálhatjuk, ha a fertőtlenítést a munkakezdés előtt végezzük el, valamint a fertőtlenítőszerrel nem hagyjuk éjszakára a berendezésben.

Hatásspektrum

A **Descosuc** hatásspektrumai:

- Baktericid (MRSA is);
- Tuberkoloid;
- levurocid;
- Virucid (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-vírusok)
- Dezodoráló hatású;

Behatási idők

baktericid (MRSA), levurocid DGHM/VAH-irányvonal szerint

Növelt terhelés mellett	2%	15 min
	1%	30 min.

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae)

	2%	15 min.
	1%	30 min.

Virucid minden burkos vírusra (HBV/HIV/Vaccinia/HCV/BVDV/Influenza-/Nátha-vírusok)

RKI szerint korlátozottan virucid 2% 10 min

Összetétel

100 g oldat tartalmaz:

6,0 g dialkildimetil-ammoniumklorid

A termékben található tenzidek az EU rendeletei alapján biológiailag lebomlóak.

Kémiai–fizikai tulajdonságok

Kínézet:	tiszta, zöldes folyadék
pH-érték:	10,5 ± 0,5
Sűrűség (20 °C):	0,996 ± 0,002 g / ml

Szállítási formák

Kiszerezés	CSE.	Cikkszám
5 liter PE kanna	1 x 5 liter	00.814.050

Adagolóeszközök

Kannakulcs, kannacsap, adagolóflakon, adagolópumpa

Descosuc

Fertőtlenítőszer elszívó rendszerekhez

Speciális útmutató

Szem és bőrizgató hatású. Használat során védőkesztyűt, kell használni. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

A **Descosuc** minden szükséges alkotóelemet tartalmaz az elszívó berendezések ápolásához. Nem szükséges más, vagy kiegészítő termékekkel keverni.

A **Descosuc** első használata előtt javasolt az elszívó berendezéseket **Descosuc Cleaner**rel előtisztítani az esetleges más készítmény- és fehérje maradványok eltávolítása érdekében.

Szakvélemények

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH irányelvek szerint magas szerves terhelés mellett.

Prof. Dr. Schubert, higiénikus, Frankfurt/M
Szakvélemény az eszközfertőtlenítésről DGHM/VAH irányelvek szerint magas szerves terhelés mellett.

Dr. Steinmann, virológus, Bremen
Szakvélemény a BDVD (HCV) elleni hatásról BVV/RKI vezérvonal szerint.

Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni hatásról BVV/RKI vezérvonal szerint.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve a DGHM/VAH aktuális fertőtlenítőszer listájára.

Felvéve az IHO aktuális virucid listájára. (www.iho-viruzidie-liste.de)

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvben foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

OKK-OKBI bejelentés: OKBI-VABO/735/2006