

Descoton 2% GDA

Kézi endoszkóp- és műszer fertőtlenítőszer

- **Formaldehid-mentes készítmény**
- **Anyagbarát – endoszkópokhoz használható**
- **Munka kész oldat**
- **Fenol mentes**

CE 0482

Készítmény típusa

A **Descoton 2% GDA** egy egy munka kész, formaldehid-mentes készítmény, mely mindenfajta orvosi eszköz, beleértve a flexibilis és merev endoszkópok és fertőtlenítésére használható.

Alkalmazási területek

A **Descoton 2% GDA** kiválóan alkalmas mindenfajta sebészeti eszköz fertőtlenítésére, merev és flexibilis endoszkópokhoz, valamint TEE szondákhoz.

Felhasználás

Az eszközöket használat után közvetlenül nyitott állapotban a munka kész oldatba kell helyezni. Valamennyi fertőtleníteni kívánt felületet és járatot az oldatnak teljesen be kell nedvesítenie. A behatási időt követően az eszközöket alaposan el kell mosni és meg kell szárítani. Az oldatot telítettség esetén ki kell cserélni. Cirkulációs eljárások esetén is használható. A zsanérokat **Szilikon spray**-vel vagy **Spezial Ölspray**-vel ápoljuk.

Utasítás: szennyezett eszközök esetén **Instru Plus** vagy **Desco Cleaner** segéd tisztítószert használjunk.

A **Desco Cleaner**-t csak a **Descoton 2% GDA** használata előtt alkalmazzuk! Az **Instru Plus** a **Descoton 2% GDA**-val együtt is használható!

A munkaoldat legfeljebb 28 napig tartható el. Látható szennyeződés esetén az oldat azonnali cseréje javasolt.



DR. SCHUMACHER

JÓVÁHAGYTA
STORZ

Hatásspektrum

A **Descoton 2% GDA:**

- baktericid (MRSA is);
- tuberkocid;
- levurocid;
- Vírus inaktiváló: (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-vírusok)
- Sporocid (C. difficile);

Behatási idők

Baktericid (MRSA), levurocid konc.	5 perc
Tuberkocid (M. terrae) konc.	5 perc
Sporocid konc.	45 perc

Hatékony minden burkos vírus ellen, beleértve HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia-/BVDV-vírusokat is (RKI szerint korlátozottan virucid)
Konc. 30 mp.

Összetétel

100 g termék tartalmaz:
2,0 g glutanál

Kémiai-fizikai adatok

Kínézet:	tiszta, színtelen folyadék
pH-érték:	kb. 5,0 ± 0,5
Sűrűség:	kb. 1,02 g/ml

Descoton 2% GDA

Kézi endoszkóp- és műszer fertőtlenítőszer

Szállítási formák

Kiszereles	Gyűjtőcsom.	Cikkszám
5 L PE kanna	1 x 5 L	00-135-050

Adagolóeszközök

Adagolópumpa 5 L-es kannához (00.906.000)
Kannacsap, kannakulcs

Speciális útmutató

Belélegzés, lenyelés és bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosodást okozhat. Bőr és légzőszervi irritációt okozhat. Karcinogén hatású lehet. Komoly szemkárosodást okozhat. Belélegzés esetén érzékenységet okozhat. Gőzeit ne lélegezzük be. Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel alaposan ki kell mosni, orvossal konzultálni kell. A termék maradékát és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Használat során kötenyt, védőkesztyűt, védőszemüveget/álarcot kell használni. Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, a címkét mutassuk meg.

A **Descoton 2% GDA** első használata előtt a fertőtlenítőkádat és a berendezéseket, különösen az endoszkópot folyóvízzel alaposan tisztítsuk meg. A tárgyakat a fertőtlenítést követően tiszta, langyos vízzel öblítsük le. Kerüljük a ruházattal való érintkezést (foltot hagyhat).

Szakvélemények

Dr. Brill, Hamburg

Vizsgálat a baktericid és fungicid inaktiváló hatásról. Szakvélemény a tuberkoloid (M. terrae) hatásspektrumról.

Dr. Steinmann, virológus, Bréma

Szakvélemény a BVDV (HCV) hatásról. Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni hatásról.

Prof. Werner, Schwerin

Szakvélemény a sporocid (C. difficile) hatásspektrumról.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-vurizidie-liste.de).

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

OKK-OKBI bejelentés: B-14050299