

PERFEKTAN Extra

Aldehidmentes
Fenolmentes

Kézi eszközfertőtlenítő- és tisztítószer

- kiváló tisztító hatású, aldehidmentes készítmény
- antibakteriális és vírus inaktiváló hatású tisztítás egy lépésben
- nagyfokú anyag kompatibilitás
- baktericid, yeasticid, tuberkoloid hatás



ESZKÖZ

Termékjellemzők

A **Perfektan Extra** kiváló tisztítóerejének és nagyfokú anyag kompatibilitásának köszönhetően hatékonyan tisztítja meg az orvosi eszközöket.

A **Perfektan Extra** rendkívül hatékony korróziógátlókat tartalmaz, valamint fenol- és aldehidmentes. Kiváló tisztítóerejének, és a kombinált antibakteriális és vírus inaktiváló hatásának köszönhetően egy lépésben elvégezhető az egyes eszközök tisztítása és fertőtlenítése. Aldehidmentes formulája megakadályozza a fehérjék lerakódását.

Alkalmazási terület

A **Perfektan Extra** kiválóan alkalmas bármilyen sebészeti eszköz - beleértve az aneszteziológiai és mikroinvaszív műtéti eszközöket (MIS), illetve a flexibilis és merev endoszkópokat - tisztítására és fertőtlenítésére. Használható ultrahangos kádákban és cirkulációs eljárások során is. A **Perfektan Extra** segítségével egy lépésben megoldható az antibakteriális és vírus inaktiváló hatású tisztítás

Felhasználás

Közvetlenül a használat után áztassa be a műszereket a munkaadatba. A folyadéknak minden felületet és üreget érnie kell, teljesen nedvessé téve azokat. A behatási idő letelte után tiszta vízzel öblítse át az eszközöket. A szárítás előtti utolsó öblítést fokozottan ajánlott ioncserélt vízzel végezni.

Szennyezettségtől függően cserélje a munkaadatot. Az oldat felhasználhatóságáról szakértői vélemények is rendelkezésre állnak.

Tanács: Az erősen szennyezett eszközök tisztításához kizárólag nemionos felületaktív anyagon alapuló kiegészítő tisztítószer használjon, pl. INSTRU PLUS

A zsanérok kíméletes tisztításához használjon SPEZIAL ÖLSPRAY-t.

Antibakteriális tulajdonságok

A **Perfektan Extra**

- baktericid (MRSA)
- tuberkoloid
- yeasticid (Candida albicans)
- virucid minden burkos vírussal szemben, beleértve HBV-/HIV-/BVDV-/HCV-/Vaccinia- és Influenza-vírusok is

Koncentráció és expozíciós idő

baktericid, beleértve MRSA, yeasticid az EN 13727/ EN 1276/ EN 1650 szabványoknak megfelelően 0,25 % - 5 perc

aktív minden burkos vírussal szemben, beleértve a HBV-/HIV-/HCV-/vaccinia-/ BVDV-vírusokat 1 % - 5 perc

Összetétel

100 g termék tartalmaz:
5,63 g dideciloiletimetyl-ammóniumpropionát
kationos felületaktív anyagok < 5%, nemionos felületaktív anyagok 5-15%

A termékben található felületaktív anyagok biológiailag lebomlanak, az EU tisztítószerre vonatkozó irányelvnek megfelelően.

Kémiai és fizikai tulajdonságok

Kínézet: tiszta, zöld oldat
pH-érték: kb. 9.4
Fajsúly: kb. 1.005 g/ml

PERFEKTAN Extra

Kézi eszközfertőtlenítő- és tisztítószer

Speciális információk

A **Perfektan Extra** első használata előtt javasolt minden eszközt, tisztítótartályt, stb. tiszta víz és a DESCO CLEANER segítségével alaposan megtisztítani, a vegyi anyag maradványokat (aldehidek) eltávolítani. A Perfektan Extra nem alkalmas gégemaszkok tisztítására.

Égési sérülést okoz. Toxikus a vízi élővilágra, hosszantartó hatásokkal. Szembe kerülés esetén alaposan öblítse ki bő vízzel, majd forduljon orvoshoz. A tartályokat a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt. Baleset vagy rosszullet esetén, azonnal forduljon orvoshoz (és mutassa meg a termék-címkét, ha lehetséges).

Szakvélemények

Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin:

Szakvélemény az EN 1276 szabvány szerinti baktericid hatásról

Szakvélemény az EN 13727 szabvány szerinti baktericid hatásról

Szakvélemény az EN 1650 szabvány szerinti yeasticid hatásról

Szakvélemény a EN 14348 szabvány szerinti tuberkolocid hatásról

Dr. J. Steinmann, virológus, Bréma:

Szakvélemény a BVDV/HCV elleni virucid hatásról

Szakvélemény a Vaccinia-vírus elleni virucid hatásról

Terméktátság

Megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó EGK/93/42/ irányelvnek.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmanagement rendszerének.

Szállítási egységek

Termék	Kiszerezési egység	Gyűjtő csomagolás	Cikkszám
PERFEKTAN EXTRA	Flakon, 2 liter	6 x 2 L	00-122-020EX
	Kanna, 5 liter	3 x 5 L	00-122-0050EX
Alkalmazást segítő eszközök	Adagolópumpa (30 ml), 2 L-es flakonhoz és 5 L-es kannához	1 db	00-906-000-01
	Kannacsap	1 db	00-907-000
	Kannakulcs	1 db	00-909-050

Forgalomba hozatali információk

Felvéve az IHO virucid listájára (www.iho-vurizidie-liste.de).

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvben foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

OTH engedély: nem engedélyköteles

Orvostechnikai eszköz