



Dr. Schumacher Magyarország Kft.
1116 Budapest Kondorosi út 3.
Tel.:06-1-278-08-37 Fax:06-1-278-08-38
Honlap cím: www.drscumacher.hu
E-mail cím: info@drscumacher.hu

DESCOCEPT AF

Gyorshatású felületfertőtlenítő szer

A készítmény típusa

A felhasználásra kész, **aldehidmentes permetező- / törő fertőtlenítőszer** etanol és QAV alapján kis felületek és orvosi termékek hatásos és gyors fertőtlenítésére szolgál.

A **DESCOCEPT AF**-nek kellemes, **friss illata** van, és **jó a bőrtűrése**. Az aldehidmentes formula alapján a **DESCOCEPT AF** használata során bekövetkező elszíneződések majdnem teljesen kizárhatóak.

A **DESCOCEPT AF** megfelel a humán orvosi berendezések veszélyeire vonatkozó munkabiztonsági törvényi előírásoknak (s.TRGS 525/540).

Alkalmazási területek

Flakonos fertőtlenítőszer minden felületre, ahol gyors fertőtlenítés szükséges. Alkalmasság:

- orvosi és fogorvosi praxisokban, ahol gyors fertőtlenítés szükséges (pl. **kezelőszékek**)
- OP-berendezési tárgyak és operációs asztalok gyors fertőtlenítésére két műtét között
- ágykeretek, matracok, takarók és párnák
- szállítóeszközök, mint betegszállító járművek, mentőautók, szemétszállító járművek és szállítókosarak
- általános berendezések, mint vizsgálóasztalok, kötszerekocsik, fürdőkadák és WC-ülőkék
- ruházat, mint kötény, OP-cipő, gumikötény

Alkalmazás módjai

A felületeket és a tárgyakat **DESCOCEPT AF**-vel minimum 30 cm távolságról bepermetezni, amíg teljesen befedi, 2 percig hatni hagyni. A **DESCOCEPT AF** használata során gyakorlatilag nem képződik lerakódás.

Összetétel

100 g tartalmaz:

42,0 g etanol
0,05 g didecyldimethylammoniumchlorid

Kémiai/fizikai adatok

A koncentrátum tiszta, színtelen oldat
pH-értéke: 7,0 +/- 1,0
Sűrűség (20,0 °C): 0,935 +/- 0,005 g/ml
Lobbanási pont a DIN 51 755 szerint: 25,0 °C

Mikrobiológia

A **DESCOCEPT AF**:

baktericid pl. **TbB, MRSA**
fungicid
vírusinaktiváló (**HBV / HIV**)

Behatási idő DGHM szerint: konc. – 2 perc
HBV / HIV inaktiválás: konc. – 2 perc
TbB (tuberkulózis baktériumok): konc. – 1 perc

Speciális útmutatás

Csak felületre. Vigyázzunk, hogy szembe ne kerüljön. Gyúlékony, nyílt lángba dobni, vagy permetezni tilos. Forró tárgyakra permetezni tilos. Alkoholra érzékeny felületekre és akrilüveg, műanyagokra permetezni tilos.

Szállítási formák

Egységnyi csomagolás	Értékesítési egység	Cikkszám
250 ml spray	25 x 250 ml	00.311.002
1 liter PE flakon	12 x 1 liter	00.311.010
5 literes PE kanna	1 x 5 liter	00.311.050

Adagolási segédeszközök

250 ml-es szóró flakon, szórófej az 1 literes kézi szóró flakonhoz, kannatöltő csap.

Szakovélemények

Prof. Dr. Wille, higiénikus, Gießen:
Szakovélemény a palackos fertőtlenítéshez a DGHM irányvonalai alapján, 1998. 06. 16.
Dr. Steinmann, virológus, Bréma:
Szakovélemény a HBV / HIV hatékonysághoz, 1998. 06. 04.
Prof. Dr. Werner, higiénikus, Schwerin:
Szakovélemény a tuberkulocid hatékonysághoz, 1999. 04. 12.

Felvétel a listára

Bejelentve a DGHM aktuális fertőtlenítési listájára.

Gyártja: Dr Schumacher GmbH, Melsungen, Németország
Forgalmazza: Dr Schumacher Magyarország Kft

ÁNTSZ Engedély száma: OTH 3096-2/2001

Készítményeink környezet-kímélők, hígítva le bomlanak. Készítményeinket a GMP-irányvonalaknak megfelelően gyártjuk. Laboratóriumunk állandóan ellenőrzi készítményeinket. A készítményekhez kapcsolódó ajánlások intenzív tudományos vizsgálatokon alapulnak, az ajánlásokat legjobb tudásunk szerint állítjuk össze. Felelősségünk kizárólag az általános értékesítési és szállítási feltételekben foglaltakra vonatkoznak.